



DID SABZ



Electrical Heated Forceps

DS 9901

Electrical Heated Forceps

DS 9901



شرکت دید سبز



یک سال گارانتی / ده سال پشتیبانی فنی

Technical Data:

Temperature Control Rang :	50° to 75° ± 2°
Dimensions (W x D x H):	150x 150 x 125mm
Weight:	approx. 550 gr
Voltage:	220 V
Tip Material:	Stainless Steel
Tip Width:	1.25 mm or 2.5 mm
Control Unit:	Portable or Wired

The Electrical Heated Forceps is designed for preparing the tissue sample blocks.

The control unit of the device maintains the temperature of the forceps tips with high protection factors for safe handling the tissue samples to embed them in the melted paraffin . The device sets the steel tips temperature so the operator easily focuses on embedding process for the best results.

مشخصات و ویژگی ها:

- قابلیت کنترل دما از ۵۰ تا ۷۵ درجه
- وزن دستگاه حدوداً ۵۵۰ گرم
- ولتاژ کار ۲۲۰ ولت
- جنس نوک پنس استیل زنگ نزن
- ابعاد دستگاه: ۱۲۵ * ۱۵۰ * ۱۵۰ میلیمتر
- سیستم کنترل پرتابل یا سیم دار
- ضخامت نوک پنس ۱/۲۵ یا ۲/۵ میلیمتر

دستگاه پنس حرارتی ابزاری است که برای کمک در آماده سازی بلوک های نمونه بافت طراحی شده است.

این دستگاه با استفاده از یک سیستم کنترل با ایمنی بالا می تواند دمای نوک های استیل پنس را بصورت بهینه برای برداشتن نمونه ها و جاسازی آنها در داخل پارافین تنظیم و حفظ نماید. این پنس حرارتی بصورت خودکار دمای خود را حفظ و کنترل کرده و این باعث تمرکز هر چه بیشتر کاربر بر روی قالب گیری می شود.

DID SABZ Co.

ADD.:Azadi Blvd., Opposite To Customs House
Ostad Tanha Ave., Unit 6, Urmia-Iran
Postal Code: 57176-66593
Tel-Fax: (+98) 44 32771214-32781173



www.didsabz-co.com

E-mail: info@didsabz-co.com

شرکت دید سبز (سهامی خاص)

آدرس: ارومیه، بلوار آزادی، روبروی گمرک،
خیابان استاد تنها، واحد ششم، دست راست
شرکت دید سبز کد پستی: ۵۷۱۷۶-۶۶۵۹۳
تلفن و دورنویس: ۰۴۴) ۳۲۷۷۱۲۱۴-۳۲۷۸۱۱۷۳