



DID SABZ



Tissue Float

DS 9008



شرکت دید سبز

Tissue Float

DS 9008



یک سال گارانتی / ده سال پشتیبانی فنی

Technical Data:

Operating Temperature :	38° to 75°
System control:	Microprocessor
Accuracy:	≤ 0.2°
Dimensions (W x D x H):	360 x 390 x 160 mm
Weight:	approx. 8.2 kg
Voltage:	220 v 50 Hz
Power:	300 w
Capacity:	1.7 L

Tissue Float or Paraffin Bath is a device for accurate heating control which is used for easy flattening the serial cut tissues and is also a suitable device for easy lamination of the specimens. It is also a very suitable device for preserving the specimens, solvents, the chemical enzymes and also the immune-histology materials.

In Conformity to IEC61010-1

مشخصات و ویژگی ها:

- صفحه کنترل با شیب ملایم و نمایشگر دیجیتالی
- سادگی راه اندازی و بهره برداری
- امکان تنظیم دما از ۳۸ تا ۷۵ درجه
- صرفه جویی در مصرف برق
- ثبوت دمای مخزن با دقت ۰/۲ درجه سانتیگراد
- وزن دستگاه حدوداً ۸/۲ کیلوگرم
- حجم مخزن ۱/۷ لیتر
- چراغ روشنایی جهت راحتی مشاهده بافت های برش خورده در سطح آب
- مخزن دستگاه شیشه ای و از نوع پیرکس جهت ایمنی و راحتی تمیزکاری توسط مصرف کننده

تیشوفلوت یا حمام پارافین وسیله ای با کنترل حرارتی دقیق می باشد که برای سهولت پهن کردن سریال های برشخورده بافت انسانی و حیوان به کار رفته و ابزار مناسبی جهت تسهیل در لام گیری نمونه ها به حساب می آید. بدین جهت این دستگاه وسیله مناسبی برای نگهداری نمونه ها، محلول ها و آنزیم های شیمیایی و مواد ایمینو هیستولوژی می باشد.

DID SABZ Co.

ADD.:Azadi Blvd., Opposite To Customs House
Ostad Tanha Ave., Unit 6, Urmia-Iran
Postal Code: 57176-66593
Tel-Fax: (+98) 44 32771214-32781173



www.didsabz-co.com
E-mail: info@didsabz-co.com

شرکت دید سبز (سهامی خاص)

آدرس: ارومیه، پلوار آزادی روی گسمرکه
خیابان استاد تنها واحد ششم، دست راست
شرکت دید سبز کد پستی: ۵۷۱۷۶-۶۶۵۹۳
تلفن و موبایل: ۰۲۴) ۳۲۷۷۱۲۱۴-۳۲۷۸۱۱۷۳